

#whdentalwerk



video.wh.com

Ora disponibile presso  
il vostro rivenditore  
o su **wh.com**



# I Vostri strumenti in gran forma



assistina

## Una manutenzione perfetta allunga la vita degli strumenti



### Vantaggi dell'uso di Assistina plus

Con la lubrificazione con rotazione automatica l'olio viene distribuito in modo ottimale formando una pellicola uniforme. Le impurità vengono staccate e spurgate. La durata degli strumenti cresce. I costi di assistenza e riparazione si riducono.

### Altri punti a favore

Grazie al dosaggio automatico viene immessa solo la quantità di olio effettivamente necessaria – né più né meno. Si riduce il consumo di olio e si evita la colatura di olio dagli strumenti.

### Perfetto nell'Assistina: W&H Service Oil F1

W&H Service Oil F1 è un prodotto della ricerca W&H ed assicura la lubrificazione ottimale di tutti gli strumenti dinamici W&H.

## Premi il pulsante: Assistina fa da sè

Premendo il pulsante il ciclo di manutenzione inizia e procede automaticamente – lubrificazione con rotazione, detersione interna dei canali dello spray, spurgo con aria compressa. Semplice, comodo e sicuro. Dopo soli 35 secondi lo strumento è spurgato e lubrificato perfettamente.

### Assistina 301 plus è un apparecchio ad azionamento pneumatico per

- › Manipoli e contrangolo
- › Turbine (ad eccezione delle turbine con cuscinetti ad aria)
- › Micromotori ad aria
- › Scaler con azionamento ad aria

### Vantaggi di un sistema di manutenzione a ciclo automatico

- › Detersione e lubrificazione delle parti interne con Service-Oil
- › Detersione dei canali dello spray e dell'aria con liquido detergente
- › Spurgo con aria compressa

### Otturazione dei canali dello spray a causa di depositi calcarei – superata!

Assistina deterge i canali dello spray con la soluzione detergente (a base di alcool) e li asciuga con aria compressa.

### Un lavoro pulito

Assistina non solo pulisce, ma lavora in modo pulito. Con l'azionamento ad aria compressa propellenti, solventi e contenitori sono superflui. E inoltre l'aria viene filtrata prima di essere reimpressa nell'ambiente.



### 01

Inserire lo strumento, chiudere la cupola.



### 02

Premere il pulsante. Il programma automatico si avvia.



### 03

Dopo 35 secondi togliere lo strumento perfettamente spurgato e lubrificato.

# Dati tecnici

## Sistema di adattatori Assistina



<b>Tipo:</b>	<b>Assistina 301 plus</b>
<b>Durata ciclo:</b>	ca. 35 sec.
<b>Capacità serbatoio Service-Oil:</b>	250 ml, per ca. 3.500 cicli
<b>Capacità serbatoio soluzione detergente:</b>	250 ml, per ca. 2.500 cicli
<b>Allacciamento:</b>	Attacco rapido aria compressa per tubo Ø 6 x 4 mm, di fabbrica filettatura interna R 1/8"
<b>Aria compressa:</b>	4-10 bar pressione di flusso (regolazione automatica della pressione)
<b>Consumo aria:</b>	ca. 60 l/min.
<b>Altezza/larghezza/profondità:</b>	223 x 190 x 415 mm
<b>Peso:</b>	2,70 kg

	Collegamento diretto	Adattatore base* per attacco fisso 4 vie	Adattatore** supplementare
<b>Manipoli e contrangolo</b>			
Con attacco ISO	●		
Contrangolo con testine rimovibili			●
Sirona T1			●
Sistema di serraggio FG (W&H, Sirona)			●
Contrangolo NSK con testine rimovibili			●
<b>Turbine, scaler e micromotori ad aria</b>			
W&H con raccordo rapido Roto Quick		●	●
Altri con raccordo rapido		●	Raccordo rapido con attacco fisso 4 vie dei singoli produttori
Altri con attacco fisso a 4 vie (con o senza luce)		●	
Altri con attacco fisso Borden 2(3) vie		●	●
Sirona TS2 e TM1		●	●
Adattatore per sistema Multiflex®***		●	●
NSK con attacco fisso 4 vie			●
NSK con attacco fisso 2(3) vie			●

\* in dotazione \*\* opzionale \*\*\* Multiflex® è marchio registrato della Firma Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania  
Per informazioni sui diversi adattatori Assistina consultare [wh.com](http://wh.com). Assistina è disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia.

### Produttore:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

### Distribuzione:

**W&H Italia S.r.l.**  
Via Bolgara, 2  
24060 Brusaporto (BG), **Italia**  
t +39 035 6663911  
f +39 035 0662504  
office.it@wh.com  
wh.com

**W&H CH-AG**  
Industriepark 9  
8610 Uster, **Schweiz**  
t +41 43 4978484  
f +41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
wh.com