

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf wh.com



Langlebig. Ultraleicht. Kompakt.

Hand- und
Winkelstücke



alegra

EXTERNER SPRAYCLIP

für die optimale Kühlung der Behandlungsstelle.

LEICHTE BAUWEISE & SCHLANKES DESIGN

für ermüdungsfreies Arbeiten.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

für maximale Robustheit und Langlebigkeit.

KLEINER KOPF

für optimale Sicht auf die Behandlungsstelle.

DRUCKKNOPF-SPANNSYSTEM

für einfaches und schnelles Bohrerwechseln mit geringer Betätigungskraft.

360° DREHBARKEIT

für ermüdungsfreies Arbeiten und beste Ergonomie.

HOHES DREHMOMENT

für hohe Abtragsleistung.

Höchste Anwendungseffizienz und Sicherheit in der Behandlung

Mit Alegra führen Sie die Behandlung an Ihrem Patienten mit höchster Effizienz und mit größter Sicherheit durch. Hand- und Winkelstücke „Made in Austria“ nach bewährter W&H Qualität entwickelt.

Am Puls der Zeit

W&H ist ein dynamisches und stark expandierendes Unternehmen. Wir garantieren zuverlässige Betreuung und ausgezeichneten Service. Unser Erfolgsrezept: Innovative Technologien, hochwertige Materialkonzepte, strenge Qualitätskriterien und jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von zahnmedizinischen Präzisionsinstrumenten.

Made in AUSTRIA



Schnell und präzise präparieren

Für den effizienten Einsatz der Hand- und Winkelstücke mit leistungsstarken W&H Elektro- und Luftmotoren.



Einfaches Bohrerwechseln

Das Druckknopf-System ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln des Bohrers.



Externe Spraykühlung

Der optional erhältliche externe Sprayclip ermöglicht die Kühlung der Behandlungsstelle.



Ihr perfekter Partner

Diese Kombination macht aus W&H Hand- und Winkelstücken den perfekten Partner für die Arbeit an Ihrem Patienten.



Kräftechonendes Arbeiten

Dank bester Ergonomie vermeiden Sie zu hohe Beanspruchung Ihrer Hände beim Präparieren. Entdecken Sie die Alegra Hand- und Winkelstücke für beste Ergebnisse!



Beste Ergonomie

Eine leichte 360° Drehbarkeit des Winkelstücks auf dem Luftmotor, geringes Gesamtgewicht und ein schlankes Design ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.



AM-20 RM, AM-20 BC, AM-20 E RM, AM-20 E BC, AM-20 RQ

Passend für Ihre Alegra Hand- und Winkelstücke bietet W&H das optimale Sortiment an Luftmotoren mit 18 mm Anschluss.

Hohe Antriebsleistung

Die leistungsstarken Luftmotoren ermöglichen Ihnen den effizienten Einsatz der Hand- und Winkelstücke.



Ermüdungsfreies Arbeiten

Die ultraleichte Bauweise der Hand- und Winkelstücke schont Ihre Kräfte.



Perfekte Balance

Das Winkelstück liegt gut in der Hand und ist gemeinsam mit dem Luftmotor perfekt ausbalanciert.

Beste Sicht und hohe Lebensdauer

Das Design der Alegra Hand- und Winkelstücke ermöglicht eine optimale Sicht auf die Behandlungsstelle. Dies macht sich besonders bei schwer zugänglichen Bereichen bezahlt.



Beste Sicht

Der kleine Winkelstückkopf gewährleistet direkten Blick auf die Behandlungsstelle.



Robust und langlebig

Hochwertige Materialien machen Alegra Hand- und Winkelstücke besonders robust und langlebig.



Weitere Vorteile auf einen Blick

- > Komponententausch an Ort und Stelle
- > Sterilisierbar bis 135 °C

Alegra Starter-Set

Auspacken und loslegen! Mit den Alegra Starter-Sets haben Sie die besten Voraussetzungen für optimale Präparationsergebnisse. Wählen Sie Ihr Alegra Starter-Set für die Arbeit an Ihrem Patienten.



Alegra High-Speed-Set

Bestehend aus Turbine TE-95 RM oder TE-95 BC, Winkelstück WE-56 T, Handstück HE-43 T und Luftmotor AM-20 RM oder AM-20 BC.



Set-Verpackung

Übersichtlich verpackt für den praktischen Transport Ihrer Alegra Turbinen, Hand- und Winkelstücke.

Alegra Low-Speed-Set

Bestehend aus Winkelstück WE-56 T, Handstück HE-43 T und Luftmotor AM-20 RM oder AM-20 BC.




Hygiene & Pflege Ihrer Hand- und Winkelstücke

„Je besser die Pflege, desto länger die Freude.“ Die regelmäßige Reinigung und Pflege Ihrer Hand- und Winkelstücke schützt vor vorzeitigem Verschleiß und unnötigen Servicekosten.



Kurze Pflegeintervalle – lange Lebensdauer



Für jeden Einsatzbereich

W&H Service Oil F1 ist ein Produkt aus der W&H Forschung. Es wurde Hand in Hand mit der modernen W&H Antriebstechnologie entwickelt. Dieses Öl gibt Ihnen die Sicherheit, W&H Produkte optimal zu pflegen.

Perfekt für die manuelle Pflege

Das W&H Service Oil F1 in der Spraydose reinigt und ölt Ihre Hand- und Winkelstücke und sichert somit deren einwandfreie Funktion.

Pflege auf Knopfdruck

Das Sortiment der W&H Pflegegeräte bietet Ihnen die optimale Ölpflege Ihrer Hand- und Winkelstücke. Und das in Rekordzeit!

Technische Daten



| Typ: | WE-56 T | WE-57 T | WE-66 T | HE-43 T |
|---|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| Übersetzungsverhältnis: | 1:1 | | 4:1 | 1:1 |
| Kopfgröße: | Ø 10,1 mm | | | – |
| Kopfhöhe: mit 19 mm (FG-Bohrer) oder 22,5 mm (Winkelstückbohrer): | 24,3 mm | 22,5 mm | 24,3 mm | – |
| Rotierende Instrumente: | Winkelstückbohrer | FG-Bohrer | Winkelstückbohrer | Hand- und Winkelstückbohrer |
| Instrumentenschaftdurchmesser: | 2,35 mm | 1,6 mm | 2,35 mm | 2,35 mm |
| Max. Länge: | 34 mm | 25 mm | 34 mm | 50 und 34 mm |
| Gewicht: | 41 g | 42 g | 41 g | 44 g |
| Spray (optional): | 1-fach extern | | | |
| Kupplung Instrument: | ISO 3964 (Ø 18 mm) kompatibel | | | |

Luftmotoren AM-20



| Typ: | AM-20 E RM / AM-20 RM | AM-20 E BC / AM-20 BC | AM-20 RQ |
|---|--|-------------------------------|------------|
| Kupplung schlauchseitig: | Fixanschluss Standard 4-Loch | Fixanschluss Borden 2(3)-Loch | Roto Quick |
| Licht (LED Version): | – | | |
| Spray: | Extern / – | | – |
| Gewicht: | 58 g / 55 g | 57 g / 55 g | 54 g |
| Leistung: | 30 W | | |
| Drehzahlbereich (min ⁻¹) bei einem Betriebsdruck von: | 2,5 bar: 5.000–20.000* 3 bar: 5.000–25.000* | | |
| Drehrichtung: | Rechts-/Linkslauf | | |
| Garantie: | 24 Monate | | |

* Leistung und Drehzahl von Luftantrieben hängen von der Qualität des verwendeten Turbinenschlauchs ab und können vom angegebenen Wert abweichen.

Achtung: Nicht alle in dieser Broschüre genannten Produkte sind in allen Ländern erhältlich.
Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen W&H-Vertriebspartner.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20416 ADT Rev. 006 / 21.03.2024
Änderungen vorbehalten