

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem  
Fachhändler oder  
auf [wh.com](http://wh.com)



# Die neue Lösung in der **Zygoma-** **Anwendung**



## Einzigartig, einfach und sicher

Das speziell für das Einsetzen von Zygoma-Implantaten entwickelte Handstück 20:1 erleichtert dem Chirurgen die Arbeit. Die einzigartige Winkelung ermöglicht eine erheblich bessere Sicht auf die Behandlungsstelle. Damit ist ein chirurgischer Eingriff auch an schwer zugänglichen Stellen im Jochbein möglich.

### Einfacher Zugang zur Behandlungsstelle

Die Winkelung des Handstücks ermöglicht Ihnen den optimalen Zugang für schwierige Eingriffe im Bereich des Jochbeins.




### Hohe Anwendungssicherheit

Das weltweit einzige Handstück 20:1 mit Winkelstück-Spannsystem verbindet Anwendungssicherheit mit hoher Rundlaufgenauigkeit.



### Ermüdungsfreies Arbeiten

Das ergonomische Design des Handstücks sorgt für langes und ermüdungsfreies Arbeiten.



### Effiziente Kühlung

Der Spray tritt nahe am Arbeitsbereich des Instruments aus und kühlt das Operationsfeld äußerst effizient.



## Technische Daten Zygoma

Typ	SZ-75
Übersetzungsverhältnis:	20:1
Kupplungssystem:	ISO 3964 (DIN 13940)
Externes Kühlsystem:	1-fach
Spannsystem:	Drehspannung
Rotierende Instrumente:	Zygoma-Bohrer, chirurgische Bohrer und Fräser mit Winkelstückschaft Ø 2,35 mm
Maximale Antriebsdrehzahl:	50.000 min <sup>-1</sup>
Zerlegbar:	ja
Indikationen (z. B.):	Implantation von Zygoma-Implantaten





### **Dr. Armando Lopes**

Spezialist für Oralchirurgie und Implantologie  
MALO CLINIC, Portugal

„W&H bietet das beste Handstück für das Einsetzen von Zygoma-Implantaten an: Mit der einzigartigen Kombination von speziell gewinkeltm Handstück, effizienter Spraykühlung und sicherer Haltevorrichtung bietet es maximalen Komfort. Für Arzt und Patienten.“



### **Dr. Ana Ferro**

Spezialistin für Parodontologie  
MALO CLINIC, Portugal

„Ein wunderschönes Instrument, das Qualität und Balance verbindet. W&H setzt neue Standards in der Zygoma-Anwendung. Die Verwendung mit Implantmed ist denkbar einfach, und das ergonomische Design des Handstücks garantiert ermüdungsfreies Arbeiten.“



#### **Hersteller:**

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-0  
**f** +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
**wh.com**

#### **Vertrieb:**

**W&H Deutschland GmbH**  
Ludwigstraße 27  
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**  
**t** +49 8651 904 244-0  
**f** +49 8651 904 244-4  
office.de@wh.com  
**wh.com**

**W&H Austria GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53  
51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-239  
**f** +43 6274 6236-890  
office.at@wh.com  
**wh.com**

**W&H CH-AG**  
Industriepark 9  
8610 Uster, **Schweiz**  
**t** +41 43 4978484  
**f** +41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
**wh.com**